

Miele Black Edition CAFÉ CREMA 4x250g  
BIO Café Crema  
Täydellinen Café Creman valmistamiseen.

EAN: 4002516100287 / Materiaalin numero: 11029350 /  
Vanhan materiaalin numero: 29992624EU2



- 100 % Arabica – käsinpoimittu ja lempeästi paahdettu Mielelle
- kevyt tasapainoinen aromi ja kukkamainen hedelmäisyys
- Luotu erityisesti Miele-kahviautomaateille
- Reilu kauppa ja sertifioidusti luonnonmukaista
- 4 x 250 g kokonaisia kahvipapuja, paahdettu Saksassa