

Miele Black Edition ESPRESSO 4x250g  
BIO Espresso  
Täydellinen Espresson valmistamiseen.



EAN: 4002516100317 / Materiaalin numero: 11029600 /  
Vanhan materiaalin numero: 29992630EU2

- 4 x 250 g kokonaisia kahvipapuja, paahdettu Saksassa
- Voimakas maku, jossa mausteinen suklaan vivahde
- Luotu erityisesti Miele-kahviautomaateille
- Reilu kauppa ja sertifioidusti luonnonmukaista