

A 306/1

Moduuli

suurikokoisen laboratoriolasitavaran optimaaliseen asetteluun.



- Sopii 4 korkealle 1–2 litran mittalaseille
- Sopii 2 matalalle ja 2 korkealle 1–2 litran mittalaseille
- Muovipinnoitetut kosketuspinnat
- Mittalasi voi poistaa myös moduulin ollessa koneessa
- Mittalasi enimmäiskorkeus: 500 mm
- Koreihin A 150 ja APLW 106

EAN: 4002516076254 / Materiaalin numero: 11035210 /
Vanhan materiaalin numero: 69630601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli mittalaseille	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit, Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mittapullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Mittalasi [määrä]	4
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	235
Ulkomitat, nettoleveys, mm	418
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	471
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	2,10
Bruttopaino, kg	3,10