

FA WS 151 L  
WhiteFlower Sensitive -tuoksupatruuna  
Riittää 50 kuivauskertaan.

EAN: 4002516119197 / Materiaalin numero: 11047280 /  
Vanhan materiaalin numero: 11997163EU5



- Jopa neljä viikkoa kestävä raikas tuoksu
- Ihanan tuoksuvaa pyykkiä – ilman huuhteluaineita
- WhiteFlower Sensitive – kukkaistuoksuja ja sitruunan raikkautta
- Ei sisällä allergeenejä
- Provencen parfyymiasiantuntijoiden erityisesti Mielelle kehittämä
- Kaikkiin Mielen T1-kuivausrumpuihin, joissa on FragranceDos