

A 838

Avainsarja

Korien korkeuden säätöön ja suorasuihkusuutinten asennukseen/irrotukseen.



- Työkalusarja, jossa Torx-avain ja kita-avain
- Sopii Mielen yläkoreihin ja moduuleihin

EAN: 4002516171720 / Materiaalin numero: 11054290 /
Vanhan materiaalin numero: 69783800D

Tuotteen luokitus	
Laboratoriopesukoneet	•
Suuret laboratoriopesukoneet	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
SlimLine-pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydät	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Nettopaino, kg	0,00
Bruttopaino, kg	0,01