

A 312  
Moduuli  
Viskoosimittarien käsittelyyn.



- Sopii enintään 8.0 viskoosimittarille
- 8 x A 867 erikoissuutinta
- Suutinväli 118 mm leveyssuunnassa, 118 mm syvyyssuunnassa

EAN: 4002516087397 / Materiaalin numero: 11054470 /  
Vanhan materiaalin numero: 69631200D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Moduuli viskoosimittarien käsittelyyn	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit, Silikoni
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Viskoosimittarit [määrä]	8,0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	66
Ulkomitat, nettoleveys, mm	133
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	250
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	230
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	505
Nettopaino, kg	1,58
Bruttopaino, kg	2,33