


A 836

Suorasuihkusuutinsarja

Hammaslääkärin onttojen instrumenttien optimaaliseen käsittelyyn.



- Sopii yläkoriin A 105/1 ja moduliin A 315/1
- 22 suorasuihkusuutinta hammaslääkärin instrumenteille (A 833)

EAN: 4002516204091 / Materiaalin numero: 11054660 /

Vanhan materiaalin numero: 69783600D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	120
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	170
Nettopaino, kg	0,20
Bruttopaino, kg	0,20