


A 837

Huuhteluhylsysarja

Eriyisesti korva-, nenä- ja kurkkutautien onttojen instrumenttien käsittelyyn.



- A 105/1 -yläkoriin
- Sisältää suuttimen suojuksen ja kiinnityskiristimen
- 22 huuhteluhylsyä (A 817)

EAN: 4002516204107 / Materiaalin numero: 11054690 /
Vanhan materiaalin numero: 69783700D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Huuhteluholkki	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	55
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	180
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,53
Bruttopaino, kg	0,53