

A 313

Moduuli

Suurikokoisen laboratoriolasitavaran käsittelyyn.



- Enintään 10 l lab.pulloille
- Enintään 6 l pyöreille pulloille
- Enintään 5 l erlenmeyerpulloille
- Enintään 5 l mittapulloille
- Voidaan varustaa sopivilla suuttimilla ja pidikkeillä
- 5 suorasuihkuliitaintää 2 tai 3 esineelle

EAN: 4002516087854 / Materiaalin numero: 11055970 /
Vanhan materiaalin numero: 69631300D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitintä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	221
Ulkomitat, nettoleveys, mm	234
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	495
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	260
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	270
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	505
Nettopaino, kg	2,82
Bruttopaino, kg	3,29