

A 315

Moduuli

Lisäkapasiteettia onntojen instrumenttien käsittelyyn.



- Lisää suorasuihkusuutinten määrän 22:sta 44:ään
- Taaksepäin yhteensopiva kaikkien A 151 -tuotteiden kanssa
- Yhteens. vakiom. hammasl. sekä ja KNK-instrum. varusteiden kanssa

EAN: 4002516087861 / Materiaalin numero: 11055980 /
Vanhan materiaalin numero: 69631500D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline KNK-instrumenteille	•
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Mahdollisuus keskussuodattimen käyttöön	•
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
ENT-instrumentit [määrä]	22
Käsi- ja kulmakappaleet [määrä]	22
Imuputket [määrä]	22
Ontot instrumentit [määrä]	22
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	145
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	542
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	1,35
Bruttopaino, kg	2,35
Mukana toimitettava paketti	
A 838 kiintoavainsarja [määrä]	1