

A 840

Suihkusuutin

muovituet, suuttimen halkaisija 6 mm, pituus 130 mm, 1 väline.



- Sopii suorasuihkumoduuleihin ja -koreihin, kierrelitöntä
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Pakkausyksikkö, jossa 1 suutin
- Sopii esineille, joiden kaulan halkaisija on 12–85 mm
- Suihkuhylsyn suojuksen yläosan halkaisija: 11 mm

EAN: 4002516188742 / Materiaalin numero: 11056100 /
Vanhan materiaalin numero: 69684000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	130
Ulkomitat, nettoleveys, mm	92
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	86
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Nettopaino, kg	0,02
Bruttopaino, kg	0,06