

A 300/2

Suorasuihkumoduuli

laboratoriolasien optimaaliseen asetteluun – voidaan varustaa 8 suuttimella.



- Lab.lasitavaraalle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- Moduuli suutintensa kanssa tai ilman – varustetaan tarpeiden mukaan
- Jopa 8 suorasuihkusuutinta
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 118 mm leveysuunnassa, 118 mm syvyysuunnassa
- Sopii erityisesti suorasuihkusuuttimiin A 840 ja A 841 (suuttimen halk. 6 mm)

EAN: 4002516087632 / Materiaalin numero: 11056770 /

Vanhan materiaalin numero: 69630002D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydät	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	8
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	72
Ulkomitat, nettoleveys, mm	133
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	0,56
Bruttopaino, kg	1,64