

A 300/2

Suorasuihkumoduuli

laboratoriolasien optimaaliseen asetteluun – voidaan varustaa 8 suuttimella.



- Lab.lasitavaralle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- Moduuli suutinten kanssa tai ilman – varustetaan tarpeiden mukaan
- Jopa 8 suorasuihkusuutinta
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 118 mm leveyssuunnassa, 118 mm syvyysuunnassa
- Sopii erityisesti suorasuihkusuuttimiin A 840 ja A 841 (suuttimen halk. 6 mm)

EAN: 4002516087632 / Materiaalin numero: 11056770 /
Vanhan materiaalin numero: 69630002D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	8
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	72
Ulkomitat, nettoleveys, mm	133
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	0,56
Bruttopaino, kg	1,64