

A 301/4

Suorasuihkumoduuli

laboratoriolasien optimaaliseen aseteluun – voidaan varustaa 18 suuttimella.



- Lab.lasitavaraalle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- Moduuli suutinten kanssa tai ilman – varustetaan tarpeiden mukaan
- Jopa 18 suorasuihkusuutinta
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 78 mm leveyssuunnassa, 78 mm syvyysuunnassa
- Sopii erityisesti suuttimiin A 842 ja A 843 (suuttimen halkaisija 4 mm)

EAN: 4002516087649 / Materiaalin numero: 11056780 /

Vanhan materiaalin numero: 69630104D

Tuotteen luokitus	
Laboratoriopesukoneet	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydät	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	18
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	72
Ulkomitat, nettoleveys, mm	173
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	205
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	487
Nettopaino, kg	0,85
Bruttopaino, kg	1,89