


A 302/2

Suorasuihkumoduuli

laboratoriolasien optimaaliseen asetteluun – voidaan varustaa 32 suuttimella.



- Lab.lasitavaraalle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- Moduuli suutinten kanssa tai ilman – varustetaan tarpeiden mukaan
- Jopa 32 suorasuihkusuutinta
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 60 mm leveyssuunnassa, 57 mm syvyysuunnassa
- Sopii erityisesti suuttimiin A 844 ja A 845 (suuttimen halkaisija 2,5 mm)

EAN: 4002516087656 / Materiaalin numero: 11056790 /
Vanhan materiaalin numero: 69630202D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	32
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	72
Ulkomitat, nettoleveys, mm	195
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	1,09
Bruttopaino, kg	2,16