

A 860

Tukiritilä

suorasuihkumoduuleihin A 300/2 ja A 300/3.



- Järjestely: 2 x 4 kenttää
- Suorasuihkumoduuleihin A 300/2 ja A 300/3
- Optimaaliseen laboratoriolasitavaran asetteluun
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516087663 / Materiaalin numero: 11056800 /  
Vanhan materiaalin numero: 69686000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Lokeroiden lukumäärä	8
Lokeron leveys, mm	114
Lokeron pituus, mm	114
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	30
Ulkomitat, nettoleveys, mm	250
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	350
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	35
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	300
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	400
Nettopaino, kg	0,10
Bruttopaino, kg	0,18