


A 862
Tukiritilä
suorasuihkumoduuleihin A 302/2 ja A 302/3



- Järjestely: 4 x 8 kenttää
- Suorasuihkumoduuleihin A 302/2 ja A 302/3
- Optimaaliseen laboratoriolasitavaran asetteluun
- Muovipinnoitettu

EAN: 4002516087687 / Materiaalin numero: 11056820 /
Vanhan materiaalin numero: 69686200D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit, Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Lokeroiden lukumäärä	32
Lokeron leveys, mm	56
Lokeron pituus, mm	52
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	30
Ulkomitat, nettoleveys, mm	250
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	350
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	35
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	300
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	400
Nettopaino, kg	0,10
Bruttopaino, kg	0,18