


APLW 000

Vaunu

laboratoriolasien optimaaliseen sijoitteluun ylätasolle.



- Varustettu 1 integroidulla suihkuvarrella
- Telineiden kiinnitykseen
- Täyttömitat: 484 x 525 mm

EAN: 4002516115281 / Materiaalin numero: 11104470 /
Vanhan materiaalin numero: 69300000D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	160
Ulkomitat, nettoleveys, mm	560
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	532
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	190
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	4,30
Bruttopaino, kg	6,07