


APLW 002

Vaunu

suuren laboratoriolasitavaran, 5 ja 10 l, optimaaliseen sijoitteluun.



- Varustettu 5 suuttimella
- Tilaa 4 pullolle, enintään Ø 240 mm
- Tilaa 5 pullolle, enintään Ø 190 mm

EAN: 4002516115304 / Materiaalin numero: 11104490 /
Vanhan materiaalin numero: 69300200D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Pullot [määrä]	5
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	413
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	582
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	580
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	5,94
Bruttopaino, kg	8,49