

APLW 004

Vaunu

suuren laboratoriolasitavaran, enintään 50 l, optimaaliseen sijoitteluun.



- Varustettu 1 suuttimella

EAN: 4002516115427 / Materiaalin numero: 11104510 /
Vanhan materiaalin numero: 69300400D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Pullot [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	588
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	582
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	760
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	625
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	715
Nettopaino, kg	4,68
Bruttopaino, kg	9,83