

APLW 005

Vaunu

enintään 56 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 56 pipetille, jotka on asetettu vinoittain

EAN: 4002516115434 / Materiaalin numero: 11104520 /  
Vanhan materiaalin numero: 69300500D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu pipeteille	•
<b>Käyttökohde</b>	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Kapasiteetti</b>	
Pipetit [määrä]	56
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	308
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	582
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	570
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	6,40
Bruttopaino, kg	9,20