


APLW 006

Vaunu

enintään 121 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 121 pipetille, jotka on asetettu pystysuuntaan

EAN: 4002516115441 / Materiaalin numero: 11104530 /
Vanhan materiaalin numero: 69300600D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Vaunu pipeteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Pipetit [määrä]	121
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	195
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	575
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	4,94
Bruttopaino, kg	7,38