

APLW 007

Vaunu

2 pipettikasetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Alatasolle
- Pipetin enimmäispituus: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Materiaalin numero: 11104540 /
Vanhan materiaalin numero: 69300700D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Vaunu pipeteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	580
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	420
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	580
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	7,18
Bruttopaino, kg	9,98