


APLW 008

Vaunu

3 pipettikasetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Alatasolle
- Pipettikasetin mitat: L 84 x K 384 x S 84 mm

EAN: 4002516115465 / Materiaalin numero: 11104550 /  
Vanhan materiaalin numero: 69300800D

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Tuotteen luokitus</b>                         |                           |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio  | •                         |
| <b>Tuoteyhteydet</b>                             |                           |
| PLW 6111   | •                         |
| <b>Tuoteluokka</b>                               |                           |
| Vaunu pipeteille                                 | •                         |
| <b>Tuotteen ominaisuudet</b>                     |                           |
| Materiaali                                       | Ruostumaton teräs, Muovit |
| Väri   | Ruostumaton teräs         |
| <b>Käyttökohde</b>                               |                           |
| Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely | •                         |
| <b>Mitat ja paino</b>                            |                           |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm                      | 456                       |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm                       | 179                       |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm                       | 366                       |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm                     | 355                       |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm                      | 565                       |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm                      | 610                       |
| Nettopaino, kg                                   | 7,64                      |
| Bruttopaino, kg                                  | 9,64                      |