


APLW 008

Vaunu

3 pipettikasetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Alatasolle
- Pipettikasetin mitat: L 84 x K 384 x S 84 mm

EAN: 4002516115465 / Materiaalin numero: 11104550 /  
Vanhan materiaalin numero: 69300800D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu pipeteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	456
Ulkomitat, nettoleveys, mm	179
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	366
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	7,64
Bruttopaino, kg	9,64