

APLW 009

Vaunu

2 pipettikasetin optimaaliseen sijoitteluun.



**Image**  
in progress

- Alatasolle
- Pipetin enimmäispituus: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Materiaalin numero: 11104560 /  
Vanhan materiaalin numero: 69300900D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu pipeteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	166
Ulkomitat, nettoleveys, mm	245
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	66
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	6,22
Bruttopaino, kg	8,55