

APLW 011

Yläkori

110 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille, Ø 2,5 mm.



- Sopii käytettäväksi vain ylätasoilla

EAN: 4002516115496 / Materiaalin numero: 11104580 /  
Vanhan materiaalin numero: 69301100D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Injektiopullot [määrä]	110
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	110
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	160
Ulkomitat, nettoleveys, mm	532
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	560
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	350
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	5,20
Bruttopaino, kg	7,80