

APLW 013/1

Yläkori

varustettu 42 APLW 051 -suihkusuuttimella



- Sopii käytettäväksi vain ylätasoilla

EAN: 4002516115526 / Materiaalin numero: 11104610 /
Vanhan materiaalin numero: 69301301D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	42
Pullot [määrä]	42
Erlenmeyerpullot [määrä]	42
Pyöreät pullot [määrä]	42
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	160
Ulkomitat, nettoleveys, mm	534
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	569
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	5,88
Bruttopaino, kg	8,28
Mukana toimitettava paketti	
APLW 051, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 110 mm [määrä]	42