

APLW 013/2

Yläkori

varustettu 32 APLW 051 -suihkusuuttimella ja 10 APLW 055 -suihkusuuttimella



- Sopii käytettäväksi vain ylätasoilla

EAN: 4002516115533 / Materiaalin numero: 11104620 /  
Vanhan materiaalin numero: 69301302D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	42
Pullot [määrä]	42
Erlenmeyerpullot [määrä]	42
Pyöreät pullot [määrä]	42
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	250
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	570
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	4,55
Bruttopaino, kg	9,00
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
APLW 051, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 110 mm [määrä]	32
APLW 055, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 175 mm [määrä]	10