

APLW 014  
Yläkori  
20 tyhjällä suihkupaikalla.



- Sopii käytettäväksi vain ylätasoilla

EAN: 4002516115540 / Materiaalin numero: 11104630 /  
Vanhan materiaalin numero: 69301400D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	20
Pullot [määrä]	20
Erlenmeyerpullot [määrä]	20
Pyöreät pullot [määrä]	20
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	21
Ulkomitat, nettoleveys, mm	20
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	16
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	340
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	555
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	4,22
Bruttopaino, kg	6,65