

APLW 015
Yläkori
16 tyhjällä suihkupaikalla.



- Sopii käytettäväksi vain ylätasoilla

EAN: 4002516115571 / Materiaalin numero: 11104650 /
Vanhan materiaalin numero: 69301500D

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Tuoteluokka | |
| Suorasuihkupesuteline | • |
| Yläkori | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs, Muovit |
| Väri | Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen |
| Käyttökohde | |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä] | 16 |
| Pullot [määrä] | 16 |
| Erlenmeyerpullot [määrä] | 16 |
| Pyöreät pullot [määrä] | 16 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 160 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 532 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 560 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 340 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 560 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 600 |
| Nettopaino, kg | 4,00 |
| Bruttopaino, kg | 6,60 |