

APLW 016
Yläkori
27 tyhjällä suihkupaikalla.



- Sopii käytettäväksi vain ylätasoilla

EAN: 4002516115588 / Materiaalin numero: 11104660 /
Vanhan materiaalin numero: 69301600D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	27
Pullot [määrä]	27
Erlenmeyerpullot [määrä]	27
Pyöreät pullot [määrä]	27
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	260
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	570
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	340
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	555
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	4,40
Bruttopaino, kg	6,62