

APLW 018

Yläkori

121+24 tyhjällä suihkupaikalla.



Image
in progress

- Sopii käytettäväksi vain ylätasoilla

EAN: 4002516115601 / Materiaalin numero: 11104680 /
Vanhan materiaalin numero: 69301800D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	121
Injektiopullot [määrä]	121
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	24
Pullot [määrä]	24
Erlenmeyerpullot [määrä]	24
Pyöreät pullot [määrä]	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	162
Ulkomitat, nettoleveys, mm	534
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	569
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	5,33
Bruttopaino, kg	7,76