


APLW 019/1

Yläkori

varustettu 121 APLW 047 -suihkusuuttimella.



- Sopii käytettäväksi vain ylätasoilla

EAN: 4002516115731 / Materiaalin numero: 11104710 /
Vanhan materiaalin numero: 69301901D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	121
Injektiopullot [määrä]	121
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	200
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	570
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	6,64
Bruttopaino, kg	9,06
Mukana toimitettava paketti	
APLW 047, suorasuihkusuutin Ø 2,5 mm, pituus 50 mm [määrä]	121