

APLW 020

Alakori

121 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille, Ø 2,5 mm.



- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115748 / Materiaalin numero: 11104720 /
Vanhan materiaalin numero: 69302000D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	121
Injektiopullot [määrä]	121
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	580
Ulkomitat, nettoleveys, mm	534
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	534
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	562
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	675
Nettopaino, kg	6,20
Bruttopaino, kg	8,64