

APLW 020/1

Alakori

121 suorasuihkusuutinta APLW 047.



- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115755 / Materiaalin numero: 11104730 /  
Vanhan materiaalin numero: 69302001D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
<b>Kapasiteetti</b>	
Koeputket [määrä]	121
Injektiopullot [määrä]	121
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	200
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	575
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	562
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	675
Nettopaino, kg	8,64
Bruttopaino, kg	11,26
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
APLW 047, suorasuihkuutin Ø 2,5 mm, pituus 50 mm [määrä]	121