

APLW 021

Alakori

110 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille, Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115762 / Materiaalin numero: 11104740 /
Vanhan materiaalin numero: 69302100D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	110
Injektiopullot [määrä]	110
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	110
Pullot [määrä]	110
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	575
Ulkomitat, nettoleveys, mm	504
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	450
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	562
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	5,91
Bruttopaino, kg	8,35