

APLW 023

Alakori

56 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille, Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115786 / Materiaalin numero: 11104760 /
Vanhan materiaalin numero: 69302300D

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Tuoteluokka | |
| Suorasuihkupesuteline | • |
| Alakori | • |
| Käyttökohde | |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs, Muovit |
| Väri | Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen |
| Kapasiteetti | |
| Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä] | 56 |
| Pullot [määrä] | 56 |
| Erlenmeyerpullot [määrä] | 56 |
| Pyöreät pullot [määrä] | 56 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 575 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 504 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 480 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 355 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 562 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 615 |
| Nettopaino, kg | 5,49 |
| Bruttopaino, kg | 7,91 |