

APLW 023

Alakori

56 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille, Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115786 / Materiaalin numero: 11104760 /  
Vanhan materiaalin numero: 69302300D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	56
Pullot [määrä]	56
Erlenmeyerpullot [määrä]	56
Pyöreät pullot [määrä]	56
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	575
Ulkomitat, nettoleveys, mm	504
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	480
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	562
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	5,48
Bruttopaino, kg	7,91