

APLW 024/2

Alakori

32 suorasuihkusuutinta APLW 051 ja 10 suorasuihkusuutinta APLW 055.



Image
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115816 / Materiaalin numero: 11104790 /
Vanhan materiaalin numero: 69302402D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	42
Pullot [määrä]	42
Erlenmeyerpullot [määrä]	42
Pyöreät pullot [määrä]	42
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	220
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	575
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	352
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	562
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	5,97
Bruttopaino, kg	10,48
Mukana toimitettava paketti	
APLW 051, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 110 mm [määrä]	32
APLW 055, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 175 mm [määrä]	10