

APLW 024/2

Alakori

32 suorasuihkusuutinta APLW 051 ja 10 suorasuihkusuutinta APLW 055.



**Image**  
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115816 / Materiaalin numero: 11104790 /  
Vanhan materiaalin numero: 69302402D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	42
Pullot [määrä]	42
Erlenmeyerpullot [määrä]	42
Pyöreät pullot [määrä]	42
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	220
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	575
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	352
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	562
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	5,97
Bruttopaino, kg	10,48
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
APLW 051, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 110 mm [määrä]	32
APLW 055, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 175 mm [määrä]	10