

APLW 025/1

Alakori

varustettu 12 APLW 056 -suihkusuuttimella ja 12 APLW 052 -suihkusuuttimella.



- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla
- 230 x 490 mm käytettävä tila

EAN: 4002516115847 / Materiaalin numero: 11104820 /
Vanhan materiaalin numero: 69302501D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	24
Pullot [määrä]	24
Erlenmeyerpullot [määrä]	24
Pyöreät pullot [määrä]	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	270
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	570
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	350
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	5,25
Bruttopaino, kg	8,39
Mukana toimitettava paketti	
APLW 052, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 175 mm [määrä]	12
APLW 056, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 225 mm [määrä]	12