

APLW 026

Alakori

20 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille.



Image
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115854 / Materiaalin numero: 11104830 /
Vanhan materiaalin numero: 69302600D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	20
Pullot [määrä]	20
Erlenmeyerpullot [määrä]	20
Pyöreät pullot [määrä]	20
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	570
Ulkomitat, nettoleveys, mm	536
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	516
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	340
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	555
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	4,92
Bruttopaino, kg	7,40