


APLW 026/1

Alakori

varustettu 20 APLW 056 -suihkusuuttimella.



- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115861 / Materiaalin numero: 11104840 /
Vanhan materiaalin numero: 69302601D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	20
Pullot [määrä]	20
Erlenmeyerpullot [määrä]	20
Pyöreät pullot [määrä]	20
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	270
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	570
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	340
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	555
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	4,92
Bruttopaino, kg	9,20
Mukana toimitettava paketti	
APLW 056, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 225 mm [määrä]	20