

APLW 030

Alakori

12 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille.



Image
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla
- 220 x 490 mm käytettävä tila

EAN: 4002516115908 / Materiaalin numero: 11104880 /
Vanhan materiaalin numero: 69303000D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	12
Pullot [määrä]	12
Erlenmeyerpullot [määrä]	12
Pyöreät pullot [määrä]	12
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	135
Ulkomitat, nettoleveys, mm	424
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	582
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	4,32
Bruttopaino, kg	6,72