

APLW 030

Alakori

12 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille.



**Image**  
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla
- 220 x 490 mm käytettävä tila

EAN: 4002516115908 / Materiaalin numero: 11104880 /  
Vanhan materiaalin numero: 69303000D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	12
Pullot [määrä]	12
Erlenmeyerpullot [määrä]	12
Pyöreät pullot [määrä]	12
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	135
Ulkomitat, nettoleveys, mm	424
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	582
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	4,32
Bruttopaino, kg	6,72