


APLW 030/1

Alakori

sisältää 6 suorasuihkusuutinta APLW 067 ja 6 suorasuihkusuutinta APLW 066.



- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115915 / Materiaalin numero: 11104890 /  
Vanhan materiaalin numero: 69303001D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	12
Pullot [määrä]	12
Erlenmeyerpullot [määrä]	12
Pyöreät pullot [määrä]	12
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	235
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	575
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	615
Nettopaino, kg	5,33
Bruttopaino, kg	8,55
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
APLW 066, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 175 mm [määrä]	6
APLW 067, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 225 mm [määrä]	6