

APLW 032

Alakori

121+24 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille.



- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115939 / Materiaalin numero: 11104910 /
Vanhan materiaalin numero: 69303200D

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Tuoteluokka | |
| Suorasuihkupesuteline | • |
| Alakori | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs, Muovit |
| Väri | Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen |
| Käyttökohde | |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Koeputket [määrä] | 121 |
| Injektiopullot [määrä] | 121 |
| Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä] | 24 |
| Pullot [määrä] | 24 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 570 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 536 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 70 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 355 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 560 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 610 |
| Nettopaino, kg | 5,99 |
| Bruttopaino, kg | 8,31 |