

APLW 032

Alakori

121+24 tyhjällä suihkupaikalla suuttimille.



- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115939 / Materiaalin numero: 11104910 /
Vanhan materiaalin numero: 69303200D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	121
Injektiopullot [määrä]	121
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	24
Pullot [määrä]	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	570
Ulkomitat, nettoleveys, mm	536
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	70
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	5,99
Bruttopaino, kg	8,31