

APLW 032/1

Alakori

varustettu 121 APLW 048 -suihkusuuttimella ja 24 APLW 056 -suihkusuuttimella.



Image
in progress

- Sopii käytettäväksi vain alimmalla tasolla

EAN: 4002516115946 / Materiaalin numero: 11104920 /
Vanhan materiaalin numero: 69303201D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Sininen, Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	121
Injektiopullot [määrä]	121
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	24
Pullot [määrä]	24
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	270
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	575
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	355
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	5,99
Bruttopaino, kg	13,98
Mukana toimitettava paketti	
APLW 048, suorasuihkusuutin Ø 2,5 mm, pituus 80 mm [määrä]	121
APLW 056, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 225 mm [määrä]	24